

بارتفاع قابل للضبط عبر دواسة قدم كهربائية، مزود بحامل لفافة ورق.
سرير كشف ثلاثي الأقسام

المزايا الرئيسية

- سطح من ثلاثة أقسام
- ارتفاع قابل للضبط بدواسة كهربائية
- مزود بحامل لفافة ورق



المواصفات الفنية

الطول	175 سم
العرض	65 سم
الارتفاع	95 سم
ميل مسند الظهر	80 درجة
اختياري	حامل محاليل، فتحة قسم الرأس