

Table d'examen électrique à trois sections

MLC-04 · Fiche technique

Table d'examen à trois sections avec hauteur réglable par pédale électrique, équipée d'un porte-rouleau de papier.

Caractéristiques clés

- Plateau à trois sections
- Hauteur réglable par pédale électrique
- Équipée d'un porte-rouleau de papier



Spécifications

Longueur	175 cm
Largeur	65 cm
Hauteur	95 cm
Inclinaison du dossier	80°
En option	Porte-sérum, ouverture de la tête