

سرير كشف كهربائي 2 حركة

نشرة فنية · MLC-05S



CURA flex

ظهر وارتفاع قابلين للضبط عبر وحدة تحكم يدوية، مزود بحامل لفافة ورق.
سرير كشف كهربائي بمسند

المزايا الرئيسية

- مسند ظهر وارتفاع قابلان للتعديل بجهاز تحكم كهربائي
- مزود بحامل لفافة ورق

المواصفات الفنية

الطول	185 سم
العرض	65 سم
الارتفاع	90 سم
ميل مسند الظهر	80 درجة
اختياري	حامل محاليل، فتحة قسم الرأس