

Table d'examen électrique à deux fonctions

MLC-05S · Fiche technique

Table d'examen électrique avec dossier et hauteur réglables par télécommande, équipée d'un porte-rouleau de papier.

Caractéristiques clés

- Dossier et hauteur réglables par télécommande électrique
- Équipée d'un porte-rouleau de papier



CURA

Spécifications

Longueur	185 cm
Largeur	65 cm
Hauteur	90 cm
Inclinaison du dossier	80°
En option	Porte-sérum, ouverture de la tête