



شاملة للتمريض، ونظام فرملة مركزي وبطارية احتياطية قابلة للشحن.
طبي سعودي الصنع كامل التجهيز مع تحكم كهربائي للمريض، ولوحة تحكم سرير

المزايا الرئيسية

- تحكم المريض: الرأس والركبتان، رفع/خفض
- الحركات، وضعية الكرسي القلبي، ترندلينبورغ، التحديق التلقائي، تحكم الإنعاش
- تحكم الممرض: أقفال
- حواجز جانبية بأزرار تحكم مدمجة
- فرملة مركزية ومصدات
- بطارية احتياطية قابلة للشحن
- امتداد قدم ولوحات رأس وقدم وحامل كيس تصريف مدمجة

المواصفات الفنية

المرتبة	مخففة للضغط، سماكة 14 سم
التغذية	تيار كهربائي + بطارية احتياطية قابلة للشحن
الإنعاش	تحكم إنعاش قلبي رئوي بجانب الممرض
اختياري	مرتبة إسفنجية، حامل محاليل، إضاءة ليلية، طاولات سرير (MLA-23/24)