

Lit médical F5

MLH-01 · Fiche technique

Lit médical complet fabriqué en Arabie saoudite. Commande patient électrique, panneau infirmier complet, freinage centralisé et batterie de secours rechargeable.

Caractéristiques clés

- Commande patient : tête et genoux, montée/descente
- Commande infirmier : verrouillages, fauteuil cardiaque, Trendelenburg, contour automatique, commande RCP
- Barrières latérales avec commandes intégrées
- Freinage centralisé et pare-chocs
- Batterie de secours rechargeable
- Extension de pied, panneaux de tête et de pied, porte-poche de drainage intégrés



Spécifications

Matelas	Réducteur de pression, épaisseur 14 cm
Alimentation	Secteur + batterie de secours rechargeable
RCP	Commande RCP côté infirmier
En option	Matelas mousse, porte-sérum, veilleuse, tables de lit (MLA-23/24)