

Fauteuil d'hémodialyse à trois fonctions

MLH-06 · Fiche technique

Fauteuil d'hémodialyse à trois fonctions avec hauteur réglable, convertible en lit complet. Accoudoirs mobiles, repose-pieds réglable et tablette inférieure.

Caractéristiques clés

- Convertible en lit complet
- Accoudoirs mobiles
- Repose-pieds réglable
- Hauteur réglable
- Tablette de rangement inférieure



Spécifications

Longueur	195 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	75 cm
En option	Table de lit, porte-rouleau de papier