

Fauteuil d'hémodialyse à quatre fonctions

MLH-06I · Fiche technique

Fauteuil d'hémodialyse à quatre fonctions avec Trendelenburg, convertible en lit complet. Accoudoirs mobiles, repose-pieds réglable et tablette inférieure.

Caractéristiques clés

- Quatre fonctions de positionnement
- Convertible en lit complet
- Accoudoirs mobiles
- Repose-pieds réglable
- Tablette de rangement inférieure



Spécifications

Longueur	195 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	80 cm
Trendelenburg	16°
En option	Porte-rouleau de papier, table de lit