

Fauteuil d'hémodialyse Trendelenburg à trois fonctions

MLH-06T · Fiche technique

Fauteuil d'hémodialyse avec fonction Trendelenburg d'urgence, convertible en lit complet, avec accoudoirs mobiles, repose-pieds réglable et tablette inférieure.

Caractéristiques clés

- Fonction Trendelenburg d'urgence (16°)
- Convertible en lit complet
- Accoudoirs mobiles
- Repose-pieds réglable
- Tablette de rangement inférieure



Spécifications

Longueur	195 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	55 cm
Trendelenburg	16°
En option	Porte-rouleau de papier, tablette de fauteuil