

كرسي غسيل كلوي يدوي 2 حركة

نشرة فنية · MLH-15



من الفولاذ المقاوم للصدأ قابل للضغط وعجلات صامتة مزودة بفرامل.
كرسي غسيل كلوي يدوي بحركتين مع حامل محاليل

المزايا الرئيسية

- حركتان يدويتان
- حامل محاليل قابل للضغط من الفولاذ المقاوم للصدأ
- عجلات صامتة مزودة بفرامل

المواصفات الفنية

الطول	195 سم
العرض	60 سم
الارتفاع	55 سم
اختياري	طاولة كرسى