

Fauteuil d'hémodialyse manuel à deux fonctions

MLH-15 · Fiche technique

Fauteuil d'hémodialyse manuel à deux fonctions avec porte-sérum réglable en acier inoxydable et roulettes silencieuses freinées.

Caractéristiques clés

- Deux fonctions de positionnement manuelles
- Porte-sérum réglable en acier inoxydable
- Roulettes silencieuses avec freins



Spécifications

Longueur	195 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	55 cm
En option	Tablette de fauteuil