


التحمل، ولوحي رأس وقدم قابلين للفصل من خامه ABS، ومزود بمصدات. الحركات مع حامل محاليل من الفولاذ المقاوم للصدأ، وعجلات صامته عالية سرير تنويم كهربائي متعدد

#### المزايا الرئيسية

- تموضع كهربائي متعدد الحركات
- حامل محاليل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- عجلات صامته عالية التحمل بفرامل قوية
- لوحات رأس وقدم قابلة للإزالة من ABS
- يورد مع مصدات حماية



#### المواصفات الفنية

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الطول    | 200 سم                                                                                                    |
| العرض    | 90 سم                                                                                                     |
| الارتفاع | 81 سم                                                                                                     |
| اختياري  | نظام إنعاش قلبي رئوي، مسند ظهر شفاف للأشعة، إضاءة أسفل السرير، امتداد سرير، فرملة مركزية بطارية احتياطية، |