


Lit PRIME care multifonctions

MLP-01 · Fiche technique

Lit d'hospitalisation électrique multifonctions avec porte-sérum en acier inoxydable, roulettes silencieuses haute endurance et panneaux de tête et de pied amovibles en ABS, livré avec pare-chocs.

Caractéristiques clés

- Positionnement électrique multifonctions
- Porte-sérum en acier inoxydable
- Roulettes silencieuses haute endurance avec freins puissants
- Panneaux de tête et de pied amovibles en ABS
- Livré avec pare-chocs de protection



Spécifications

Longueur	200 cm
Largeur	90 cm
Hauteur	81 cm
En option	Batterie de secours, système RCP, dossier radiotransparent, éclairage sous le lit, extension de lit, freinage centralisé