

سرير برايم كير 4 حركات بحواجز جانبية كاملة

نشرة فنية · MLP-03

صامتة مزودة بفرامل، ولوحي رأس وقدم قابلين للفصل من خامه ABS.
سرير تنويم بأربع حركات بحواجز جانبية كاملة، وعجلات

المزايا الرئيسية

- أربع حركات
- حواجز جانبية بطول كامل
- عجلات صامتة مزودة بفرامل
- لوحات رأس وقدم قابلة للإزالة من ABS



المواصفات الفنية

الطول	200 سم
العرض	90 سم
الارتفاع	71 سم

نظام إنعاش قلبي رئوي، مسند ظهر شفاف للأشعة، إضاءة أسفل السرير، امتداد سرير، فرملة مركزية
بطارية احتياطية،

اختياري