

سرير برايم كير 4 حركات للأوزان الثقيلة (300 كجم)

نشرة فنية · MLP-11

ولوح ABS قابلين للفصل، وحامل محاليل من الفولاذ المقاوم للصدأ.
للأوزان الثقيلة يتحمل حتى 300 كجم، مع عجلات صامتة مزودة بفرامل،
سرير بأربع حركات

المزايا الرئيسية

- حمولة تشغيل آمنة 300 كجم
- أربع حركات
- عجلات صامتة مزودة بفرامل
- لوحات رأس وقدم قابلة للإزالة من ABS
- حامل محاليل من الفولاذ المقاوم للصدأ



المواصفات الفنية

الطول	200 سم
العرض	120 سم
الارتفاع	61 سم
الحمولة القصوى	300 كجم
اختياري	نظام إنعاش قلبي رئوي، مسند ظهر شفاف للأشعة، إضاءة أسفل السرير، امتداد سرير، فرملة مركزية بطارية احتياطية،