

سرير برايم كير 4 حركات عريض للأوزان الثقيلة (120 سم)

نشرة فنية · MLP-12



ولوح ABS قابلين للفصل، وحامل محاليل من الفولاذ المقاوم للصدأ.
للأوزان الثقيلة بحمولة حتى 300 كجم، مع عجلات صامتة مزودة بفرامل،
سرير بأربع حركات بسطح عريض

المزايا الرئيسية

- حمولة تشغيل آمنة 300 كجم
- سطح نوم عريض جدا 120 سم
- عجلات صامتة مزودة بفرامل
- لوحات رأس وقدم قابلة للإزالة من ABS
- حامل محاليل من الفولاذ المقاوم للصدأ

المواصفات الفنية

الطول	200 سم
العرض	120 سم
الارتفاع	61 سم
الحمولة القصوى	300 كجم
اختياري	نظام إنعاش قلبي رئوي، مسند ظهر شفاف للأشعة، إضاءة أسفل السرير، امتداد سرير، فرملة مركزية بطارية احتياطية،