

Lit bariatrique large à trois fonctions

MLP-12 · Fiche technique

Lit bariatrique à trois fonctions à plateforme large, jusqu'à 300 kg, avec roulettes silencieuses freinées, panneaux ABS amovibles et porte-sérum en acier inoxydable.

Caractéristiques clés

- Charge maximale de sécurité 300 kg
- Surface de couchage extra-large de 120 cm
- Roulettes silencieuses avec freins
- Panneaux de tête et de pied amovibles en ABS
- Porte-sérum en acier inoxydable



Spécifications

Longueur	200 cm
Largeur	120 cm
Hauteur	61 cm
Charge maximale	300 kg
En option	Batterie de secours, système RCP, dossier radiotransparent, éclairage sous le lit, extension de lit, freinage centralisé