

Lit manuel à deux fonctions

MLP-31 · Fiche technique

Lit d'hospitalisation manuel à deux fonctions avec porte-sérum, porte-poche urinaire et panneaux de tête et de pied amovibles en ABS. Réglage à manivelle sans effort.

Caractéristiques clés

- Deux fonctions de positionnement manuelles
- Porte-sérum et porte-poche urinaire
- Panneaux de tête et de pied amovibles en ABS



Spécifications

Longueur	210 cm
Largeur	95 cm
Hauteur	53 cm
Inclinaison du dossier	75°
Inclinaison du repose-jambes	50°