


Matelas à gel rafraîchissant Restiva Frost

RESTIVA FROST · Fiche technique

Matelas en mousse à mémoire de forme avec gel rafraîchissant, conçu pour le confort thermique et le soulagement de la pression. Idéal pour les patients sensibles à la chaleur.

Caractéristiques clés

- Effet rafraîchissant pour un meilleur confort
- Mousse à mémoire de forme soulageant la pression
- Accumulation de chaleur réduite
- Mousse à mémoire de forme au gel rafraîchissant de 3 cm avec billes de refroidissement
- Base en mousse haute densité de 11 cm



Spécifications

Tailles disponibles	190 × 90 × 14 cm / 200 × 90 × 14 cm
Structure	3 cm de mousse à mémoire de forme au gel + base haute densité de 11 cm