


مرتبة رستيغا موزايك بنظام المكعبات

نشرة فنية · RESTIVA MOSAIC



في أربعة اتجاهات لتكيف مستمر مع الضغط وتأثير لطيف يشبه التدليك.
مرتبة تخفيف ضغط بنظام مكعبات (أعمدة) مستقلة. يدور كل مكعب

المزايا الرئيسية

- نظام دعم بمكعبات مستقلة
- يتكيف مع مختلف أشكال وأوزان الجسم
- يقلل مناطق الضغط غير المدعومة
- تخفيف ديناميكي للضغط مع تأثير تدليكي

المواصفات الفنية

المقاسات المتاحة

190 × 90 × 14 سم / 200 × 90 × 14 سم