


Matelas à cubes Restiva Mosaic

RESTIVA MOSAIC · Fiche technique

Matelas de soulagement de pression à système de piliers indépendants. Chaque cube pivote dans quatre directions pour une adaptation continue de la pression et un effet massant doux.

Caractéristiques clés

- Système de soutien à cubes indépendants
- S'adapte aux différentes morphologies et corpulences
- Réduit les zones de pression non soutenues
- Soulagement dynamique de la pression avec effet massant



Spécifications

Tailles disponibles	190 × 90 × 14 cm / 200 × 90 × 14 cm
---------------------	-------------------------------------