


مرتبة رستيغا تيتان للوقاية من قرح الفراش

نشرة فنية · RESTIVA TITAN



الضغط وقاعدة إسفنج عالي الكثافة، للوقاية من قرح الفراش وعلاجها.
الضغط تجمع بين إسفنج مموج محسن لتدفق الهواء ووسائد جل لتوزيع
مرتبة لإعادة توزيع

المزايا الرئيسية

- الوقاية من قرح الفراش وعلاجها
- دوران هواء معزز لتبريد المريض
- توزيع متساو للضغط
- طبقة علوية بخلايا سداسية لتدفق هواء أفضل
- وسائد جل لإعادة توزيع الضغط
- قاعدة إسفنج عالي الكثافة للدعم الهيكلي

المواصفات الفنية

المقاسات المتاحة

14 × 90 × 200 سم / 14 × 90 × 190 سم / 10 × 90 × 190 سم