


Matelas anti-escarres Restiva Titan

RESTIVA TITAN · Fiche technique

Matelas de redistribution de pression combinant mousse alvéolée favorisant la circulation d'air, coussinets de gel et base en mousse haute densité, pour la prévention et le traitement des escarres.

Caractéristiques clés

- Prévention et traitement des escarres
- Circulation d'air renforcée pour le refroidissement du patient
- Répartition uniforme de la pression
- Couche supérieure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air
- Coussinets de gel pour la redistribution de la pression
- Base en mousse haute densité pour le soutien structurel



Spécifications

Tailles disponibles

190 × 90 × 10 cm / 190 × 90 × 14 cm / 200 × 90 × 14 cm