



فرملة مركزية وإضاءة أسفل السرير. جودة المستشفيات، صناعة سعودية. متقدمة (وضع الكرسي القلبي، ترندلينبورغ)، حامل مدمج لكاسيت الأشعة، سرير العناية المركزة الكهربائي الرائد من هوسبي كير. أوضاع سريرية

المزايا الرئيسية

- حامل كاسيت أشعة مدمج
- لوحة تحكم جانبية للمريض وتحكم قياسي عند لوحة القدم
- الكرسي القلبي، دخول/خروج السرير، ترندلينبورغ وترندلينبورغ المعكوس، أوضاع تموضع سريرية: الفحص المستوي،
- فرملة مركزية مع قفل اتجاهي
- إضاءة أسفل السرير ومصدات جانبية مع حامل محاليل مدمج
- سطح نوم صحي قابل للإزالة، تصنيع بجودة المستشفيات

المواصفات الفنية

الطول	215 سم
العرض	95 سم
الارتفاع	45-75 سم
أوضاع التموضع	مستو، كرسي قلبي، ترندلينبورغ، ترندلينبورغ معكوس
الفرامل	فرملة مركزية مع قفل اتجاهي
الأشعة	حامل كاسيت مدمج
اختياري	ذراع عظام