

Lit d'hôpital Santron

SANTRON · Fiche technique

Le lit de soins intensifs électrique phare de HOSPicare. Positions cliniques avancées (fauteuil cardiaque, Trendelenburg), porte-cassette radiographique intégré, freinage central et éclairage sous le lit. Qualité hospitalière, fabriqué en Arabie saoudite.

Caractéristiques clés

- Porte-cassette radiographique intégré
- Panneau de commande patient latéral et commande standard au pied du lit
- Modes de positionnement cliniques : examen à plat, fauteuil cardiaque, entrée/sortie du lit, Trendelenburg et Trendelenburg inversé
- Freinage centralisé avec verrouillage directionnel
- Éclairage sous le lit et pare-chocs latéraux avec porte-sérum intégré
- Surface de couchage amovible hygiénique, construction de qualité hospitalière



Spécifications

Longueur	215 cm
Largeur	95 cm
Hauteur	45–75 cm
Modes de positionnement	À plat, fauteuil cardiaque, Trendelenburg, Trendelenburg inversé
Freins	Freinage centralisé avec verrouillage directionnel
Radiographie	Porte-cassette intégré
En option	Bras orthopédique